

Щипцы биопсийные Maxum CBF-2.5-230 многоразовые, без иглы

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа колоноскоп, диаметр канала 2.8 мм,
диаметр раскрытия чашечек 2.5 мм, длина 230 см,
овальные бранши, красный цветовой код,
многоразовые

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Тип эндоскопа	колоноскоп
Диаметр канала	2.8 мм
Диаметр раскрытия чашечек	2.5 мм
Длина инструмента	230 см
Бранши	овальные
Цветовой код	красный
Многоразовые	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийные щипцы многоразового применения Maxum.
Предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел.
Продаются в нестерильной упаковке, для многоразового применения. Мы рекомендуем стерилизовать данные щипцы перед первым применением и в дальнейшем – после каждого использования.