


Щипцы для «горячей» биопсии колоноскопические Hot Maxx HMF-2.5-230 многоразовые, без иглы

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа колоноскоп, для «горячей» биопсии,
диаметр канала 2.8 мм, диаметр раскрытия чашечек
2.5 мм, длина 230 см, овальные бранши, красный
цветовой код, многоразовые

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Тип эндоскопа	колоноскоп
Для «горячей» биопсии	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Диаметр раскрытия чашечек	2.5 мм
Длина инструмента	230 см
Бранши	овальные
Цветовой код	красный
Многоразовые	Да

Дополнительные характеристики

Предназначены для взятия горячей биопсии из слизистой оболочки с применением электрокоагуляции или удаления одиночных полипов. Продаются в нестерильной упаковке, для многоразового применения.