

Щипцы с окошком биопсийные гастроскопические Captura DBF-2.4-160-SP одноразовые, с иглой

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа гастроскоп, диаметр канала 2.8 мм, диаметр раскрытия чашечек 2.4 мм, длина 160 см, овальные / с окошком бранши, с иглой, зеленый цветовой код, одноразовые



Cook Medical Europe Ltd., Ирландия

Характеристики

Тип эндоскопа	гастроскоп
Диаметр канала	2.8 мм
Диаметр раскрытия чашечек	2.4 мм
Длина инструмента	160 см
Бранши	овальные / с окошком
С иглой	Да
Цветовой код	зеленый
Одноразовые	Да

Дополнительные характеристики

Гладкое покрытие облегчает введение щипцов через рабочий канал, эргономичная рукоятка и ее различная цветовая гамма упрощают работу и идентификацию типа щипцов. Чашечки из нержавеющей стали (2.4 мм – диаметр раскрытия) с острыми краями позволяют надежно брать и удерживать клеточный материал.

- щипцы предназначены для одноразового применения;
- диаметр раскрытия в 2.4 мм позволяет брать максимальное количество клеточного материала;
- гладкое покрытие и гибкая конструкция облегчают проведение щипцов через рабочий канал эндоскопа.

Предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел.

Продаются в стерильной упаковке, для одноразового применения.