

Щит-носилки SPENCER TOTAL

ИМ-7.109402 до 28.01.2026

транспортировка лежа, щит, грузоподъемность 200 кг,
ручки, масса 6 кг

SPENCER, Италия



Характеристики

Возможная транспортировка	лежа
Тип	щит
Грузоподъемность	200 кг
Ручки для переноски пациента	Да

Размеры

Длина	2430 мм
Ширина	920 мм
Высота	3 мм
Вес	6 кг

Дополнительные характеристики

Щит для позвоночника Spencer TOTAL - это самые прочные универсальные и компактные спасательные носилки из имеющихся. Изготовлены из особо прочного и долговечного пластика, прошедшего специальную термическую обработку, улучшающую свойство упругой памяти. Это гарантирует значительную степень иммобилизации, защиты и безопасности пациента. Данные носилки заменяют традиционные спасательные носилки или носилки-корзины и гарантируют отличную производительность. Используемые во всем мире носилки для восстановления Total прошли тщательные испытания, чтобы удовлетворить даже самые необычные потребности. Особенно подходит для спасательных ситуаций в стесненных условиях или в неблагоприятных условиях.

Особенности:

- ремни для буксировки и подъема;
- система ремней для сборки носилок и последующего складывания перед тем, как положить их в сумку;
- система дополнительных ручек для транспортировки тяжелых пациентов четырьмя или восьмью операторами;

- алюминиевый крюк для подъема;
- сумка для транспортировки из нейлона Ripstop;
- ремень для подъема из нейлона.