

Шкаф Медтехноцентр ШЛ для лабораторной посуды

ИМ-7.106280/2307

закрытый / витрина, универсальный, материал металл / дерево, напольный, размеры 800×420×1870 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл / дерево
Характеристика материала	ламинированная ДСП / профильный металл
Способ крепления	напольный
Размер	800×420×1870 мм