

Шкаф Медтехноцентр ШМ для медикаментов

ИМ-7.106280/2307

закрытый, для картотек, материал металл / дерево,
напольный, размеры 800×420×1870 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для картотек
Материал	металл / дерево
Характеристика материала	ламинированная ДСП / профильный металл
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Размер	800×420×1870 мм