

Шкаф медицинский Артинокс AR-73

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл / стекло, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-73 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Секции: 2 шт.

Верх: распашная дверь, 2 полки из стекла.

Низ: 6 выдвижных ящиков.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 500×500×1655.