

Шкаф медицинский с сейфом ШМ-1-01

ИМ-7.103748/2107

одностворчатый, закрытый, металл / ЛДСП,
напольный, с замком, размеры 300-1000×300-
600×1800-2100 мм

Профкомплекс ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вид	закрытый
Материал	металл / ЛДСП
Характеристика материала	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Способ крепления	напольный
Ножки	Да
Вешалка-штанга	Да
Замок	Да
Дверцы	Да
Полки	Да
Полка для головных уборов	Да
Размеры	300-1000×300-600×1800-2100 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский для хранения одежды, закрытый-однодверный, двери закрываются на замок, 1 полка для головных уборов, 1 полка для обуви, штанга для одежды, зеркало). Материал изготовления: Металл окрашенный полимерным покрытием, сталь нержавеющая, влагостойкая ЛДСП с противоударной кромкой ПВХ толщиной 2мм.