

Шкаф медицинский Профкомплекс ШМ-1-02 для инвентаря

ИМ-7.103748/2107

закрытый, для хозяйственного инвентаря, материал металл / дерево, напольный, регулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 300-600×300-560×1800-2100 мм

Профкомплекс ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для хозяйственного инвентаря
Материал	металл / дерево
Характеристика материала	ламинированная ДСП / металл в полимере / нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная / сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	300-600×300-560×1800-2100 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский Профкомплекс ШМ-1-02 для хранения хозяйственного и уборочного инвентаря

Особенности:

- закрытый, однодверный, 2 отделения, 4 полки, крючки;
- материал изготовления: метал окрашенный полимерным покрытием, сталь нержавеющая, влагостойкая ЛДСП с противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм.