

Шкаф медицинский Айболит ШМ 1.300

ИМ-7.100689 до 01.10.2018

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, с замком, с сейфом, размеры 500×400×1900 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	листовая сталь 0.8 мм
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	500×400×1900 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 1.300 с сейфом 1-створчатый.

Размеры: 500×400×1900 мм

Специализированный шкаф устанавливают в стационарных отделениях больниц и поликлиниках. В них хранятся таблетированные препараты и средства медицинского назначения для выдачи больным. Предназначен для хранения препаратов из различных групп, в том числе сильнодействующих. Корпус шкафа состоит из внешних створок, внутренние элементы представлены полками и сейфом. Данная модель небольшого размера, подойдет для установки в маленьких кабинетах с минимальным количеством препаратов для хранения.

Состоит из листовой стали, покрытие выполнено способом порошковой покраски с добавлением полимерных материалов, белого цвета. Дверцы представлены белого, зеленого и голубого цвета.

Шкаф состоит из 2 частей. Верхняя секция представлена стальной полкой и отдельно встроенным сейфом для психотропных и наркотических средств. Дверцы запирается на ключ, сейф имеет отдельный замок. Нижняя часть имеет 1 стальную полку, которая закрывается на ключ.