medca+alog

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-1H-05

ИМ-7.105578/2208

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, навесной, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×495×1850 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид закрытый / витрина

Тип одностворчатый

Назначение универсальный

Материал металл

Характеристика материала нержавеющая сталь

Способ крепления навесной

Ножки нерегулируемые

Замок с замком

Сейф без сейфа

Размер 500×495×1850 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф одностворчатый металлический верхний (антресоль). Дверь и полка - стеклянные. Дверь с замком.