

Шкаф медицинский Артинокс ШМ 2.101

ИМ-7.100689 до 01.10.2018

закрытый, для документов / для инструментов / для медицинских приборов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 700×300×1760 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для документов / для инструментов / для медицинских приборов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	700×300×1760 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 2.101 2-х створчатый

Размеры: 700×300×1760 мм

Шкаф ШМ-2.101 предназначен для надежного и безопасного хранения медикаментов, рецептурных, расходных материалов, дорогостоящего оборудования, медицинских инструментов, рабочей документации.

Изделие состоит из двух независимых отсеков. В верхней секции имеется две прочных полки, которые делят пространство на 3 зоны. Нижняя секция представляет собой две зоны, которые разделяются между собой

одной полкой. Так как шкаф широкий, для удобства эксплуатации он оборудован двумя створками сверху и двумя снизу. Дверцы закрываются на замок, что позволяет надежно скрыть содержимое от осмотра и несанкционированного изъятия.

Корпус шкафа изготовлен из листовой стали, которая соединяется сварочными швами. Конструкция со всех сторон покрыта порошково-полимерной краской, которая устойчива к негативным воздействиям внешней среды, частым гигиеническим обработкам и дезинфекции. Мебель оснащена регулируемыми ножками, которые позволяют устойчиво устанавливать ее на поверхности с дефектами напольного покрытия.