

Шкаф медицинский Айболит ШМ 2.301

ИМ-7.100689 до 01.10.2018

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 800×400×1900 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	800×400×1900 мм
Вес	50 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский ШМ 2.301 2-х створчатый

Размеры: 800×400×1900 мм

Вес: 50 кг

Цвет дверей: белый, голубой (RAL 5024), светло-зеленый (RAL 6019)

Цвет корпуса: белый.

Медицинский шкаф оборудован для эксплуатации в лечебных учреждениях, предназначен для хранения лекарственных препаратов и средств медицинского назначения для выдачи пациентам.

Корпус шкафа составляют двусторонние дверцы и полки. Корпус выполнен из 0.8 мм листовой стали, покрытие выполнено способом порошковой покраски с добавлением полимерных материалов, белого цвета. Двери верхней и нижней секции представлены в белом, зеленом и голубом цвете.

Верхняя часть шкафа закрывается двухстворчатой дверцей, внутри помещаются 3 регулируемые стальные полки. Нижняя часть меньше по размеру, также закрывается двухстворчатой дверцей, но с 1 полкой. Обе части запираются на ключ. Установлен на регулируемых ножках.

Компактная модель размещается в больших и маленьких медицинских кабинетах. Используется для хранения таблетированных препаратов и расходного материала: шприцы, бинт, вата.