

## Шкаф медицинский Айболит ШМ 2.302

ИМ-7.100689 до 01.10.2018

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 800×400×1900 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерно-порошковая краска
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	800×400×1900 мм
Вес	77 кг

### Дополнительные характеристики

---

**Шкаф медицинский ШМ 2.302** 2-х створчатый.

**Размеры:** 800×400×1900 мм.

**Вес:** 77 кг.

**Цвет дверей:** белый, голубой (RAL 5024), светло-зеленый (RAL 6019).

**Цвет корпуса:** белый.

Шкаф оборудован специально для медицинских учреждений и предназначен для хранения медикаментозных препаратов и средств медицинского назначения для выдачи пациентам.

Шкаф состоит из двусторонних стеклянных створок и внутренних полок. Материалом корпуса является листовая сталь толщиной 0.8 мм, покрытие выполнено способом порошковой покраски с добавлением полимерных материалов. Корпус белого цвета, дверцы в нижней части представлены моделями зеленого, белого и голубого цветов. На регулируемых опорах установлены ножки шкафа. В верхней части шкафа находятся 3 регулируемые полки из стекла, запирающиеся на стеклянные створки. В нижней части имеется стальная полка, закрывается стальными дверцами и запирается на ключ. Особенностью модели является удобная дезинфекционная обработка.