

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-2П-06

ИМ-7.105578/2208

закрытый, универсальный, материал металл,
навесной, нерегулируемые ножки, с замком, без
сейфа, размеры 1000×495×500 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1000×495×500 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф двухстворчатый металлический верхний (антресоль). Дверь и полка – металлические. Правая дверь с замком.