

Шкаф медицинский Белмедматериалы ШМ-2П

ИМ-7.105578/2208

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, с сейфом, размеры 1000×495×1725 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	1000×495×1725 мм

Дополнительные характеристики

Верхние двери стеклянные, нижние - металлические. Полки стеклянные. Правые верхняя и нижняя двери с замком. Регулируемые опоры. Возможна комплектация сейфом.