

Шкаф медицинский БелЭЗ ШМД-202

ИМ-7.108896 до 02.10.2025

закрытый, для документов / для медикаментов,
материал металл, напольный, нерегулируемые ножки,
без замка, без сейфа, размеры 500-1200×200-
800×1400-2500 мм

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для документов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500-1200×200-800×1400-2500 мм
Вес	42 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский БелЭЗ ШМД-202.

Шкаф медицинский для документов двухстворчатый предназначен для хранения медицинской документации, медикаментов, медицинского оборудования и др .
Шкаф имеет два отделения и оснащен полками.

Габаритные размеры:□

Ширина - от 500 до 1200 мм;
Глубина - от 200 до 800 мм;
Высота - от 1400 до 2500 мм.

Масса шкафа - 42 кг.