

Шкаф медицинский БелЭЗ ШМК-501

ИМ-7.108896 до 02.10.2025

закрытый, для документов / для картотек, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 400-1500×400-800×1400-2500 мм

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	картотечный
Назначение	для документов / для картотек
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	400-1500×400-800×1400-2500 мм
Вес	49 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский БелЭЗ ШМК-501.

Шкаф медицинский картотечный предназначен для хранения документации и файловых папок разного формата, материальных ценностей, инструмента .

Шкаф имеет **4 выдвижных ящика** на телескопических направляющих.

Габаритные размеры:□

Ширина - от 400 до 1500 мм;

Глубина - от 400 до 800 мм;

Высота - от 1400 до 2500 мм.

Масса шкафа - 49 кг.