

Шкаф медицинский БелЭЗ ШММ-303

ИМ-7.108896 до 02.10.2025

закрытый, для документов / для инструментов / для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 400-1200×200-800×1400-2500 мм

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для документов / для инструментов / для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	400-1200×200-800×1400-2500 мм
Вес	42 кг

Дополнительные характеристики

Шкаф медицинский БелЭЗ ШММ-303.

Шкаф медицинский двухмодульный предназначен для хранения архива, различной документации, медицинского оборудования и инструментов, медикаментов, расходных материалов. Шкаф имеет четыре отделения и оснащен полками.

Габаритные размеры:

Ширина - от 400 до 1200 мм;

Глубина - от 200 до 800 мм;

Высота - от 1400 до 2500 мм.

Масса шкафа - 42 кг.