

## Шкаф медицинский СТРУМ Н5/А кат. № 420 004 для посуды

ИМ-7.112317

закрытый, для посуды, материал металл, навесной,  
без замка, без сейфа, размеры 900×350×600 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для посуды
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	900×350×600 мм

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф с металлическими дверями. Имеет поддон для сбора излишков воды, нижнюю решетку для сушки тарелок, верхнюю решетку для сушки кружек и стаканов.

**Шкаф Н5/А кат. № 420 004:** нержавеющая сталь.

#### Габариты:

- ширина - 900 мм;
- глубина - 350 мм;
- высота - 600 мм.