

## Шкаф медицинский СТРУМ Н5/А кат. № 420 007

ИМ-7.112317

закрытый, для инструментов / для медикаментов,  
материал металл, навесной, с замком, без сейфа,  
размеры 1000×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1000×300×460 мм

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф 2-х полочный с одной регулируемой полкой; с металлическими дверями (с замком).

#### Габариты:

- ширина - 1000 мм;
- глубина - 300 мм;
- высота - 460 мм.

**Шкаф Н5/А кат. № 420 007:** нержавеющая сталь с полимерным покрытием.