

## Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А1 кат. № 450 001

ИМ-7.112317

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×450×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×450×1865 мм

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф 2-х модульный, со стеклянной и металлической (с замком) дверями. Верхний модуль 4-х полочный с 3-мя регулируемыми полками с шагом 140 мм; нижний - 2-х полочный с одной регулируемой полкой с шагом 105 мм.

#### На низких опорах:

- ширина - 500 мм;
- глубина - 450 мм;
- высота - 1865 мм.

**Шкаф ШМ/А1 кат.№ 450 001:** полимерное покрытие.