

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б1 кат. № 460 001

ИМ-7.112317

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 1010×485×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1010×485×1865 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный со стеклянными и металлическими (с замками) дверями. Верхний и нижний модули - 3-х полочные (по две регулируемые полки в каждом), с минимальным шагом 150 мм. распределённая нагрузка на каждую полку - не более 40 кг.

На низких опорах:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 1865 мм.

Шкаф ШМ/Б1 кат.№ 460 001: полимерное покрытие.