

## Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б1 кат. № 460 004 на высоких опорах

ИМ-7.112317

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 1010×485×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Вид                      | закрытый / витрина                  |
| Тип                      | двухстворчатый                      |
| Назначение               | для инструментов / для медикаментов |
| Материал                 | металл                              |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь                   |
| Конструкция              | сварная                             |
| Способ крепления         | напольный                           |
| Ножки                    | регулируемые                        |
| Замок                    | с замком                            |
| Сейф                     | без сейфа                           |
| Размер                   | 1010×485×1970 мм                    |

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками). Верхний и нижний модули - 3-х полочные (по две регулируемые полки в каждом), с минимальным шагом 150 мм. распределённая нагрузка на каждую полку - не более 40 кг.

#### На высоких опорах:

#### На низких опорах:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 1970 мм.

**Шкаф ШМ/Б1 кат.№ 460 004:** нержавеющая сталь.