

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б1 кат. № 460 014

ИМ-7.112317

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 1010×485×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Вид | закрытый / витрина |
| Тип | двухстворчатый |
| Назначение | для инструментов / для медикаментов |
| Материал | металл |
| Характеристика материала | нержавеющая сталь |
| Конструкция | сварная |
| Способ крепления | напольный |
| Ножки | регулируемые |
| Замок | с замком |
| Сейф | без сейфа |
| Размер | 1010×485×1865 мм |

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками). Верхний и нижний модули - 3-х полочные (по две регулируемые полки в каждом), с минимальным шагом 150 мм. распределённая нагрузка на каждую полку - не более 40 кг.

На низких опорах:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 1865 мм.

Шкаф ШМ/Б1 кат.№ 460014: нержавеющая сталь.