

## Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/Б2 кат. № 460 020 на высоких опорах

ИМ-7.112317

закрытый, для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, с сейфом, размеры 1010×485×1970 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	с сейфом
Размер	1010×485×1970 мм

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками). Верхний модуль - 3-х полочный, со встроенным сейфом и выдвижным столиком для работы с медикаментами. Нижний модуль - 3-х полочный с двумя регулируемыми полками с минимальным шагом 150 мм. На внутренней стороне каждой двери предусмотрены лотки для хранения медикаментов. Распределённая нагрузка на каждую полку нижнего модуля - не более 40 кг. Распределённая нагрузка на каждую полку верхнего модуля - не более 15 кг.

#### На высоких опорах:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 1970 мм.

**Шкаф ШМ/Б2 кат.№ 460 020:** нержавеющей сталь.