

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А6 кат. № 450 009

ИМ-7.112317

закрытый, для хозяйственного инвентаря, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×550×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Вид | закрытый |
| Тип | одностворчатый |
| Назначение | для хозяйственного инвентаря |
| Материал | металл |
| Характеристика материала | полимерное покрытие |
| Конструкция | сварная |
| Способ крепления | напольный |
| Ножки | регулируемые |
| Замок | с замком |
| Сейф | без сейфа |
| Размер | 500×550×1865 мм |

Дополнительные характеристики

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). Имеет полку, кронштейны и зацепы для размещения уборочного инвентаря (двух ведер и двух швабр).

На низких опорах:

- ширина - 500 мм;
- глубина - 550 мм;
- высота - 1865 мм.

Шкаф ШМ/А6 кат.№ 450 009: полимерное покрытие.