

## Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А6 кат. № 450 025

ИМ-7.112317

закрытый, для хозяйственного инвентаря, материал металл, напольный, регулируемые ножки, с замком, без сейфа, размеры 500×550×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для хозяйственного инвентаря
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×550×1865 мм

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф одностворчатый с металлической дверью (с замком). Имеет полку, кронштейны и зацепы для размещения уборочного инвентаря (двух ведер и двух швабр).

#### На низких опорах:

- ширина - 500 мм;
- глубина - 550 мм;
- высота - 1865 мм.

**Шкаф ШМ/А6 кат.№ 450 025:** нержавеющая сталь с полимерным покрытием.