

Шкаф медицинский СТРУМ Н1 кат. № 400 000 навесной

ИМ-7.112317

открытый, для инструментов / для медикаментов,
материал металл, навесной, без замка, без сейфа,
размеры 450×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Вид | открытый |
| Тип | одностворчатый |
| Назначение | для инструментов / для медикаментов |
| Материал | металл |
| Характеристика материала | полимерное покрытие |
| Конструкция | сварная |
| Способ крепления | навесной |
| Замок | без замка |
| Сейф | без сейфа |
| Размер | 450×300×460 мм |

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х полочный с одной регулируемой полкой.

Шкаф Н1 кат. № 400 000: полимерное покрытие.

Габариты:

- ширина - 450 мм;
- глубина - 300 мм;
- высота - 460 мм.