

## Шкаф медицинский СТРУМ Н5/АХ кат. № 420 006 навесной

ИМ-7.112317

закрытый, для инструментов / для медикаментов,  
материал металл, навесной, с замком, без сейфа,  
размеры 1000×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	двухстворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	1000×300×460 мм

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф с металлическими дверями (с замком). Применяется в качестве антресоли для шкафов серии ШМ/Б1, ШМ/Б2.

#### Габариты:

- ширина - 1010 мм;
- глубина - 485 мм;
- высота - 460 мм.

**Шкаф Н5/АХ кат. № 420 006:** нержавеющая сталь.