

Шкаф медицинский СТРУМ Н5 кат. № 420 000 навесной

ИМ-7.112317

витрина, для инструментов / для медикаментов,
материал металл, навесной, без замка, без сейфа,
размеры 1000×300×460 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	навесной
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	1000×300×460 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х полочный с одной регулируемой полкой; со стеклянными раздвижными дверями.

Шкаф Н5 кат. № 420 000: полимерное покрытие .

Габариты:

- ширина - 1000 мм;
- глубина - 300 мм;
- высота - 460 мм.