

## Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А1 кат. № 450 000

ИМ-7.112317

закрытый, для инструментов / для медикаментов,  
материал металл, напольный, регулируемые ножки, с  
замком, без сейфа, размеры 500×450×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Способ крепления	напольный
Ножки	регулируемые
Замок	с замком
Сейф	без сейфа
Размер	500×450×1865 мм

### Дополнительные характеристики

---

Шкаф 2-х модульный, с металлическими дверями (с замками). Верхний модуль 4-х полочный с 3-мя регулируемыми полками с шагом 140 мм; нижний - 2-х полочный с одной регулируемой полкой с шагом 105 мм.

#### На низких опорах:

- ширина - 500 мм;
- глубина - 450 мм;
- высота - 1865 мм.

**Шкаф ШМ/А1 кат.№ 450 000:** полимерное покрытие.