medca+alog

Шкаф медицинский СТРУМ ШМ/А2 кат. № 450 006

ИМ-7.112317

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл, напольный, регулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×450×1865 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид закрытый / витрина

Тип одностворчатый

Назначение для инструментов / для медикаментов

Материал металл

Характеристика материала полимерное покрытие

Конструкция сварная

Способ крепления напольный

Ножки регулируемые

Замок без замка

Сейф без сейфа

Размер 500×450×1865 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф 2-х модульный, со стеклянной дверью и выдвижными ящиками. Верхний модуль - 4-х полочный с 3-мя регулируемыми полками с шагом 140 мм; нижний - с 2-мя выдвижными ящиками (высота каждого - 288 мм) с шариковыми направляющими. Распределённая нагрузка на каждый ящик - не более 10 кг.

На низких опорах:

- ширина- 500 мм;
- глубина 450 мм;
- высота 1865 мм.

Шкаф ШМ/А2 кат. № 450 006: полимерное покрытие.