

Шкаф сухожаровой BMT Vacucell VU 55

ИМ-7.108090 до 07.10.2024

воздушный, объем камеры 55 л, напольный /
настольный, загрузка горизонтальная, программы 9
шт., сушка, принтер, полки 2 шт., 40×43×32 см,
мощность 1.2 кВт, вес 98 кг

BMT Medical Technology s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	55 л
Размещение	напольный / настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	9
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	40×43×32 см
Мощность	1.2 кВт
Вес	98 кг

Описание

Сушилка BMT Vacucell VU 55 - это стерилизатор **серии VACUCELL**, обеспеченный системой сушки под вакуумом с возможностью вытеснения воздуха инертным газом. Могут быть использованы для обработки не только термолабильных и чувствительных к окислению веществ (порошки, гранулы, ...), но и деталей сложной формы с труднодоступными отверстиями и резьбой. Идеальны для сушки образцов до постоянной массы. Специальное применение эти аппараты находят в области обработки пластмасс, в химико-фармацевтической, химической, электротехнической промышленности и других отраслях.

Характеристика:

- внутренний объем: 55 литров;
- диапазон температур: от 5 °C выше температуры окружающей среды до 200/300 °C;
- окно в двери;
- подвод инертного газа;

- игольчатый клапан для точного дозирования;
- внутренняя камера, рассчитанная на повышенное давление;
- плоский дверной предохранительный клапан «Ventiflex»;
- внутренняя камера: нержавеющая сталь;
- 9 программ, 2 сегмента в каждой программе, 8 сегментов с расширением ECO PLUS;
- возможность установления бесконечно бегущей программы;
- устойчивая плёночная клавиатура с приятной на ощупь поверхностью SoftTouch;
- механическая реакция кнопок;
- символы с подсветкой, объединённые в схему плёночной клавиатуры;
- замок клавиатуры для охраны перед случайным и нежелательным нажатием клавиш;
- защита установки аппарата и его программного обеспечения перед неавторизованными изменениями обеспечивается паролями для доступа.