

## Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1 Профкомплекс

ИМ-7.103748/2107

вытяжной шкаф, фланец Ø 150 мм, столешница  
керамогранит, материал металл / дерево / пластик,  
материал ламинированная ДСП / нержавеющая сталь  
/ полимерное покрытие, экран подъёмный,  
регулируемые опоры, с мойкой / без мойки, с  
освещением, без УФ, тумба 1-секционная / 2-  
секционная, размер 300-1000×300-560×1800-2100 мм

Профкомплекс ООО, Беларусь

