

Шкаф медицинский Артинокс AR-69

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

закрытый / витрина, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл / стекло, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×1826 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1826 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-69 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Секции: 3 шт.

Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла .

Средняя: 2 выдвижных ящика.

Нижняя: 4 выдвижных ящика.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 500×500×1826.