

## Шкаф медицинский Артинокс AR-76

ИМ-7.109069 до 22.06.2025

закрытый, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×2070 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×2070 мм

### Дополнительные характеристики

---

#### Шкаф AR-76 Артинокс.

**Каркас:** металл в полимере.

**Секции:** 3 шт.

**Верхняя:** распашная дверь, 2 полки из стекла.

**Средняя:** 4 выдвижных ящика.

**Нижняя:** распашная дверь, 2 полки из стекла.

**Габаритные размеры:** (Ш×Г×В, мм) - 500×500×2070.