

Шкаф медицинский Артинокс AR-83

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл / стекло, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-83, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Секции: 2 шт.: верх: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла / низ: 6 выдвижных ящиков.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 500×500×1655 мм.