

Шкаф медицинский Артинокс AR-84

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл / стекло, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1655 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-84 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Секции: 2 шт.

Верх: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.

Низ: 2 выдвижных ящика.

Габаритные размеры: (Ш × Г × В, мм) - 500×500×1655.