


## Шкаф медицинский Артинокс AR-85

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

закрытый / витрина, для медикаментов / для расходных материалов, материал металл / стекло, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×1655 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для медикаментов / для расходных материалов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×1655 мм

### Дополнительные характеристики

---

#### Шкаф AR-85 Артинокс.

**Каркас:** металл в полимере.

**Секции:** 2 шт.

**Верх:** распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.

**Низ:** распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.

**Габаритные размеры:** (Ш×Г×В): 500×500×1655 мм.