

## Шкаф медицинский Артинокс AR-87

ИМ-7.95025/1906 до 21.06.2024

закрытый / витрина, для инструментов / для медикаментов, материал металл / стекло, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 500×500×2070 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	закрытый / витрина
Тип	одностворчатый
Назначение	для инструментов / для медикаментов
Материал	металл / стекло
Характеристика материала	металл в полимере
Покрытие	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	500×500×2070 мм

### Дополнительные характеристики

---

#### Шкаф AR-87 Артинокс.

**Каркас:** металл в полимере.

**Секции:** 3 шт.

**Верхняя:** распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.

**Средняя:** 4 выдвижных ящика.

**Нижняя:** 4 выдвижных ящика.

**Габаритные размеры:** (Ш×Г×В) 500×500×2070 мм.