

Шкаф медицинский Артинокс AR-89

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

закрытый / витрина, универсальный, материал металл, напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без сейфа, размеры 1000×500×2000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Вид | закрытый / витрина |
| Тип | двухстворчатый |
| Назначение | универсальный |
| Материал | металл |
| Характеристика материала | металл в полимере |
| Покрытие | полимерное покрытие |
| Конструкция | сборная |
| Способ крепления | напольный |
| Ножки | нерегулируемые |
| Замок | без замка |
| Сейф | без сейфа |
| Размер | 1000×500×2000 мм |

Дополнительные характеристики

Шкаф AR-89 Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Секции: 2 шт.

Верхняя: 2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.

Нижняя: 2 распашные двери, 2 полки из стекла.

Габаритные размеры: (Ш×Г×В) 1000×500×2000 мм.