

## Шпатель для языка Tongue Depressor Medivice

ИМ-7.116289

прямой, двухсторонний, длина 170 мм

Медивайс ООО, Беларусь



### Характеристики

Профиль	прямой
Тип	двухсторонний
Длина	170 мм

### Описание

**Шпатель для языка Tongue Depressor Medivice** двухсторонний полимерный предназначен для проведения профилактического осмотра и лечебных процедур.

**Размер:** 170 мм

- Однократного применения.
- В индивидуальной упаковке.
- Срок сохранения стерильности – 5 лет с даты производства. Стерилизован оксидом этилена.
- В упаковке – 100 шт.

Кат. №	Название	Цвет	Стерильность
50100504	Tongue Depressor Medivice	белый	нестерильный
50100604	Tongue Depressor Medivice-S	белый	стерильный