

Шприц инъекционный Margomed

ИМ-7.108613 до 28.05.2025

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл /
10 мл / 20 мл, соединение Луер, положение канюли
краевое

MARGOMED, Польша



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл

Параметры иглы и канюли

Соединение	Луер
Положение канюли	краевое

Дополнительные характеристики

Шприцы инъекционные двухкомпонентные Margomed – изделия одноразового использования, стерильные, непирогенные, нетоксичные. Предназначены для капельных вливаний, конусный разъем типа LUER в упаковке по 100 штук.

Гарантийный срок 5 лет.

Кат. №	Объем
010020	2 мл
010050	5 мл
010100	10 мл
010200	20 мл