

Шприц Herculite XRV Ultra, 4г оттенок эмаль A2

ИМ-7.105394/2309

реставрационный, универсальный, оттенок A2E,
наногибридный

Kerr Corporation, США



Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	универсальный
Оттенок	A2E
По типу частиц	наногибридный
Форма выпуска	1 шприц (4 г): эмаль A2

Дополнительные характеристики

Herculite™ XRV Ultra™ – это наногибридный универсальный композитный материал, разработанный на основе технологии Herculite™ XRV. Herculite™ XRV Ultra™ сочетает в себе прочность материала, которая особенно важна для жевательной реставрации, и эстетичность, необходимую для фронтальной реставрации, благодаря содержанию 3 видов наполнителей. Предварительно полимеризованный наполнитель – запатентованная смесь из низкоусадочного полимера и наночастиц бариевого стекла, уже прошедшая процесс усадки и позволяющая выдерживать большую нагрузку и обеспечивающая высокую полируемость и низкую полимеризационную усадку. Наполнитель Point 4™ (частицы бариевого стекла размером 0,4 мкм, обеспечивающие полируемость и эффект «хамелеона»). Кремниевый нанопополнитель (наночастицы размером 20–50 нм, обеспечивающие полируемость и блеск, сниженную полимеризационную усадку и оптимальные манипуляционные характеристики).