

Шприц инъекционный Avanti Medical 1 мл

ИМ-7.100144/2304

инъекционный, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой, соединение Луер, положение канюли центральное

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

| | |
|------------|------------------|
| Тип | инъекционный |
| Исполнение | трехкомпонентный |
| Объем | 1 мл |
| Игла | с иглой |

Параметры иглы и канюли

| | |
|------------------|-------------|
| Соединение | Луер |
| Положение канюли | центральное |

Дополнительные характеристики

Шприц инъекционный Avanti Medical 1 мл предназначен для выполнения стандартных и специальных манипуляций в том числе и инъекций в салонах красоты.

Состав:

- цилиндр, поршень – полипропилен;
- уплотнитель – медицинская резина, не содержащая натуральный латекс;
- смазка – силиконовое масло;
- втулка иглы и защитный колпачок – полипропилен;

Игла: 27G×1/2" (0.40×12 мм)

Крепление иглы к втулке: эпоксидная смола.

Упаковка – 100 шт.