

Шприц инъекционный B.Braun Injekt Luer Solo

ИМ-7.98114/1608 до 02.08.2021

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл /
10 мл / 20 мл, без иглы, соединение Луер, положение
канюли краевое

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	без иглы

Параметры иглы и канюли

Соединение	Луер
Положение канюли	краевое

Дополнительные характеристики

Зеленый поршень удобен при определении объема наполнения.

Движение поршня плавное и равномерное.

Не содержит силикон и латекс.

Ограничитель хода поршня для максимального наполнения шприца.

Черная контрастная градуировка.

Абсолютно прозрачный цилиндр шприца для контроля дозировки.

Injekt® Luer Solo, manufactured according to ISO 7886-1

Size	Cone	Graduation	Total Graduated Capacity	Units Per Box	Code No. (REF)
2 ml	Centric	0.1 ml	3.0 ml	100 pcs.	4606027V
5 ml	Eccentric	0.2 ml	6.0 ml		4606051V
10 ml	Eccentric	0.5 ml	12.0 ml		4606108V
20 ml	Eccentric	1.0 ml	24.0 ml		4606205V

Расширенная градуировка для точного дозирования объемов, превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок.

Шприцы изготовлены из полипропилена / полиэтилена.

В упаковке - 100 шт.