

Шприц инъекционный KDM KD-JECT III Луер Лок

ИМ-7.98352/1603 до 31.03.2021

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл, без иглы,
соединение Луер Лок

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл
Игла	без иглы

Параметры иглы и канюли

Соединение	Луер Лок
------------	----------

Дополнительные характеристики

Наличие уплотнительной манжеты с двумя кольцами, что обеспечивает более плавное, без рывков, движение поршня шприца.

Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.

Точная контрастная черная градуировка нанесена на колбу.

Абсолютно прозрачный цилиндр улучшает контроль содержимого шприца.

Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена.

Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления.

Срок годности 5 лет.