

Шприц инфузионный B.Braun Original Perfusor Syringe 50 мл

ИМ-7.111468 до 18.03.2027

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер Лок, положение
канюли центральное

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой / без иглы

Параметры иглы и канюли

Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Одноразовый стерильный оригинальный шприц ПЕРФУЗОР для шприцевых насосов (Original Perfusor Syringe 50 ml, Luer Lock).

Усиленная канюля Люэр лок;

Дополнительное уплотнительное кольцо на поршне, что особенно важно **при режимах инфузии с высоким риском** для пациента, например:

- автоматизированная инфузия через катетеры малого диаметра (новорожденные, эпидуральная и проводниковая анальгезия и др.);
- автоматизированная инфузия с высокой скоростью;
- автоматизированная инфузия внутриартериальная.

Description (Needle 1.7 x 2.0 mm)	Size	Cone	Graduation	Total Graduated Capacity	Units Per Box	Code No. (REF)
Without Aspiration Needle	50 ml					8728844F-06
Aspiration Needle	50 ml					8728810F -06
Aspiration Needle with 15 µm particle filter	50 ml	Centric	1.0 ml	50 ml	100 pcs.	8728852F-06
Aspiration Needle with 15 µm particle filter, light protection up to 520 nm	50 ml					8728861F-06