

Шприц Premise, 4г оттенок дентин А3.5

ИМ-7.105394/2309

реставрационный, универсальный, оттенок А3.5D,
наногибридный, консистенция текучая (низко-модульная)

Kerr Corporation, США



Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	универсальный
Оттенок	A3.5D
По типу частиц	наногибридный
Консистенция	текучая (низко-модульная)
Форма выпуска	1 шприц оттенка Дентин А3.5 (4 г)

Дополнительные характеристики

Долговечная эстетика: реставрация опалесцирует и флюоресцирует подобно натуральному зубу. Широкий выбор из 30 оттенков: 18 эмалевых, 8 дентинных, 4 прозрачных. Полное соответствие оттенкам VITA®. Отличная полируемость и устойчивый блеск. Высокая цветовая стабильность. Универсальность благодаря великолепной эстетике для фронтальной группы зубов и высокой прочности для реставрации жевательной группы зубов. Низкая полимеризационная усадка (1,6%) благодаря высокой наполненности (84%). Низкий риск микроподтекания и окрашивания по краю реставрации. Оптимальные рабочие свойства, оптимальная консистенция, отсутствие прилипания к инструменту, сохранение формы при моделировании.